

HeroCARE

Beauty PTFE Micro-Powders



HeroCARE è la linea di polveri micronizzate a base di Politetrafluoretilene (PTFE) Vergine al 100% creata da Heroflon per il settore della cosmesi e del make-up. I prodotti **HeroCARE** trovano applicazione in diverse formulazioni cosmetiche svolgendo differenti funzioni tra cui quella di legante, di additivo lubrificante, di potenziatore degli SPF. Tutti i prodotti **HeroCARE** sono personalizzabili per incontrare ogni specifica esigenza applicativa.

PRINCIPALI BENEFIT

- »» Migliorano lubrificazione, scorrevolezza e uniformità delle texture
- »» Svolgono un'azione opacizzante e di assorbimento olii
- »» Incrementano la durata sulla pelle e la resistenza delle formule waterproof
- »» Ottimizzano l'esperienza di applicazione del prodotto in tutte le possibili texture (lozioni, emulsioni, polveri, ecc.)
- »» Potenziano l'SPF nei prodotti solari e nei trattamenti viso con protezione UV
- »» Aumentano l'effetto allungante e voluminizzante delle basi mascara e minimizzano la formazione di grumi
- »» Svolgono un'azione riempitiva di rughe e linee d'espressione nei trattamenti anti-age

APPLICAZIONI

FONDOTINTA



TERRE E FARD



CIPRIE FISSANTI



OMBRETTI



MASCARA



LUCIDALABBRA



ROSSETTI



EYELINER E MATITE



LOZIONI E CREME



DETERGENTI



ESFOLIANTI



SOLARI



HeroCARE

Beauty PTFE Micro-Powders



HEROFLON™
TECHNICAL FLUORINATED POLYMERS

PRODOTTI

SCHEDA TECNICA VALORI TIPICI*

PROPRIETÀ	METODO TEST	UNITÀ	HeroCARE P500	HeroCARE P800	HeroCARE 500F	HeroCARE 1000F	HeroCARE 2000F
Composizione (INCI)	IR	-	100% PTFE Vergine				
Densità Apparente	ASTM D4894	g/l	200 - 425	250 - 450	250 - 350	250 - 400	250 - 500
Punto di fusione	ASTM D4591	°C / °F	> 325 / 617	> 325 / 617	> 325 / 617	> 325 / 617	> 325 / 617
Densità	ASTM D792	g/cm ³	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
Granulometria Media	LASER SYMPATEC	µm	1 - 3	4 - 10	4 - 6	10 - 13	14 - 20
Superficie Specifica	INTERNA	m ² /g	10 - 12	8 - 10	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Colore	VISIVO	-	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Odore	-	-	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro	Neutro

*I valori in tabella sono indicativi e non utilizzabili per la definizione di specifiche di prodotto

Confezione

I prodotti Heroflon sono forniti in imballi protettivi con doppi sacchetti LD-PE.
Quantità per confezione: 20 kg
Quantità per paletta: su richiesta.

Conservazione e stoccaggio

È consigliabile conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, a temperature inferiori ai 30°C (86°F), evitando l'esposizione diretta ai raggi solari. Con queste condizioni i prodotti Heroflon hanno una durata stimata di almeno 3 anni.



HEROFLON S.p.A.

Via A. De Gasperi, 4 - 25060 Collebeato (BS) - Italy
tel. +39 030 2510211 - fax +39 030 2511495
welcome@heroflon.com
P.iva 02042840179 - C.F. 02042840179

Brand names are registered Trademarks of Heroflon S.p.A.

Importante

Poiché i prodotti Heroflon hanno diversi campi di applicazione e gli stessi non sono sotto il diretto controllo di Heroflon S.p.A., l'utilizzatore deve valutare prima dell'uso se il prodotto Heroflon è idoneo per l'applicazione stessa. Se è verificato che un prodotto Heroflon è difettoso, Heroflon potrà o rimpiazzare la quantità di materiale reclamata o corrispondere all'utilizzatore un rimborso per l'equivalente dell'ordine della quantità reclamata. In nessun caso Heroflon può essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti o perdite indipendentemente da procedure legali, garanzie, negligenze o responsabilità dirette.



www.heroflon.com